


Artigo

[Robert Cemper](#) · jan 25, 2022 1 min de leitura

GlobalToJSON--Compacto

Exporte um GLOBAL no formato JSON e importe também este formato. Compacto refere-se à estrutura criada. Nós de Globals são incluídos com dados para um carregamento de dados rápido. Mas também o código relacionado é bastante compacto.



Exportar este global

View global in namespace USER:

Global Search Mask:	^dc.MultiD	Display	Cancel
Search History:	^dc.MultiD  	Maximum Rows:	100 <input type="checkbox"/> Allow Edit
1:	^dc.MultiD	= 5	
2:	^dc.MultiD(1)	= \$lb("Braam,Ted Q.",51353)	
3:	^dc.MultiD(1,"mJSON")	= "{}"	
4:	^dc.MultiD(2)	= \$lb("Klingman,Uma C.",62459)	
5:	^dc.MultiD(2,2,"Multi","a")	= 1	
6:	^dc.MultiD(2,2,"Multi","rob",1)	= "rcc"	
7:	^dc.MultiD(2,2,"Multi","rob",2)	= 2222	
8:	^dc.MultiD(2,"Multi","a")	= 1	
9:	^dc.MultiD(2,"Multi","rob",1)	= "rcc"	
10:	^dc.MultiD(2,"Multi","rob",2)	= 2222	
11:	^dc.MultiD(2,"mJSON")	= {"A":"ahahah","Rob":"VIP","Rob2":1111,"Rob3":true}"	
12:	^dc.MultiD(3)	= \$lb("Goldman,Kenny H.",45831)	
13:	^dc.MultiD(3,"mJSON")	= "{}"	
14:	^dc.MultiD(4)	= \$lb("", "")	
15:	^dc.MultiD(4,"mJSON")	= {"rcc":122}"	
16:	^dc.MultiD(5)	= \$lb("", "")	
17:	^dc.MultiD(5,"mJSON")	= "{}"	
Total: 17 [End of global]			

Gera um objeto JSON que cobre todos os nós de Global no formato ZWRITE

```

USER>write $$Do^ZPretty(json)
{
  "gbl":[
    "^dc.MultiD=5",
    "^dc.MultiD(1)=$lb(\"Braam,Ted Q.\",51353)",
    "^dc.MultiD(1,\"mJSON\")=\"{}\"",
    "^dc.MultiD(2)=$lb(\"Klingman,Uma C.\",62459)",
    "^dc.MultiD(2,2,\"Multi\", \"a\")=1",
    "^dc.MultiD(2,2,\"Multi\", \"rob\",1)=\"rcc\"",
    "^dc.MultiD(2,2,\"Multi\", \"rob\",2)=2222",
    "^dc.MultiD(2,\"Multi\", \"a\")=1",
    "^dc.MultiD(2,\"Multi\", \"rob\",1)=\"rcc\"",
    "^dc.MultiD(2,\"Multi\", \"rob\",2)=2222",
    "^dc.MultiD(2,\"mJSON\")=\"{\\\"A\\\":\\\"ahahah\\\",\\\"Rob\\\":\\\"VIP\\\",\\\"Rob2\\\":1111,\\\"Rob3\\\":true}\"",
    "^dc.MultiD(3)=$lb(\"Goldman,Kenny H.\",45831)",
    "^dc.MultiD(3,\"mJSON\")=\"{}\"",
    "^dc.MultiD(4)=$lb(\"\", \"\")",
    "^dc.MultiD(4,\"mJSON\")=\"{\\\"rcc\\\":122}\"",
    "^dc.MultiD(5)=$lb(\"\", \"\")",
    "^dc.MultiD(5,\"mJSON\")=\"{}\""
  ]
}
USER>

```

O Loader relacionado cria exatamente o mesmo Global

[#Globais](#) [#JSON](#) [#InterSystems](#) [IRIS](#)

URL de origem: <https://pt.community.intersystems.com/post/globaltojson-compacto>